

## ORDRE DES TUBES :

<b>TUBE CITRATE</b>		<b>INR - TP - TCA - DDimères - Facteurs - Protéine C - Protéine S</b>
<b>TUBE SEC</b>		<b>Biochimie (hors Ionogramme) - Sérologies - Marqueurs tumoraux - Médicaments – Allergologie</b>
<b>TUBE HEPARINE</b>		<b>Ionogramme (Na, K, Cl)</b>
<b>TUBE EDTA</b>		<b>BNP - Hba1c - Groupe - NFS - Plaquettes - RAI - Rénine - Réticulocytes</b>
<b>TUBE FLUORE</b>		<b>Glycémie</b>
<b>SUR DEMANDE TUBES SPECIFIQUES</b>		<b>ADH - Anti X (patients sous HNF) - Cryoglobuline - Magnésium erythrocytaire Quantiféron - TCA (patient sous Calci)</b>



<http://medlab.ubilab.io>  
[www.med-lab.fr](http://www.med-lab.fr)

Manuel de prélèvement complet disponible sur Ubilab  
La version électronique fait foi

ACTH	Entre 8h et 10h	  	Folates	
Activité anti Xa (HBPM)		 	Folates Erythrocytaires	 
ADH		 	Hémochromatose	 
Aldostérone		  	HLA B27	 
AMH			Homocystéine	 
Anti Thrombine III			Inhibine B	
NT PROBNP			Insulinémie Homa	 
Calcium Ionisé		 	Immunophénotypage lymphocytaire	
Caryotype		 	NSE	
CD4-CD8			Procalcitonine	
Ciclosporine			Prolactine	<i>éviter la fin de nuit</i>  
Charge virale VHC	2 tubes		17-OH Progestérone	  
Charge virale HIV	2 tubes		PTH	
Charge virale VHB	2 tubes		Quantiféron	<i>jamais le week-end</i>   
CH50			RAI	2 tubes
Coqueluche			Résistance à la protéine C activée	  
Cortisol	Entre 7h et 9h	 	ROMA	
Cross Laps (CTX)	Avant 9h	 	SDHEA	
ECA			Synacthène	 
ECP			Testostérone Biodisponible	 
Facteur V de Leiden			Vitamine D	
Facteurs II,V,VII,VIII,IX,X			Vitamine B1	 
Fibrotest / Actitest		 	Vitamine B6	



À jeun



A porter rapidement au laboratoire



Tube spécial



Repos préalable



Prélèvement impératif au laboratoire



Horaires de prélèvement à respecter



Examen Hors nomenclature



Jamais le samedi ou la veille d'un férié



Attestation de consultation à joindre



Horaire dernière prise médicament à vérifier



Cycle menstruel